



MERCADO MEDIC



Medizinische Stühle

Strahlendurchlässige Technologie



REAL 8100 PLUS EL

Ein Positionierungsstuhl zur Unterstützung effizienterer Röntgenaufnahmen

QUALITÄT der REAL-Stühle

In Schweden entwickelt und hergestellt.
CE-Kennzeichnung gemäß den schwedischen
Vorschriften für medizintechnische Produkte
LVFS 2003:11.

Bei SEMKO auf elektromagnetische Verträglichkeit
getestet und gemäß EN 60601-1-1&2 zugelassen.
Bei SP getestet PLUS-Untergestell
und gemäß EN:1335 zugelassen.



Mercado Medic Deutschland GmbH
Dieselstraße 12a
50259 Pulheim

www.mercadomedic.de

SICHERES UMSETZEN OHNE ZEITDRUCK OPTIMALE AUSLASTUNG DES RÖNTGENRAUMS

Der Röntgenstuhl lässt sich leicht rollen und sicher feststellen.
Dadurch können sich Patient:innen mit einer Mobilitäts-
Einschränkung schon vom z.B. Bett auf den Stuhl umsetzen
(lassen), wodurch der Raum optimal ausgelastet werden kann.

KOMFORTABLE BEDIENUNG

Die Mitarbeiter:innen können mit der Fernbedienung die Bremse
betätigen und den Stuhl mit Patient:in hoch- und runterfahren.

EFFIZIENTERE RÖNTGENAUFNAHMEN

Der Stuhl fungiert als Positionierungshilfe und ermöglicht
effizientere Aufnahmen von Personen, die aufgrund von
eingeschränkter Mobilität nicht (lange) stehen können.



Elektrische
Höhenverstellung

Röntgendurchlässige,
transparente oder niedrige
Rückenlehne

Wegklappbare Armlehnen

REAL 8100 PLUS EL RÖNTGEN

ist auch bei Echtzeit-Untersuchungen im **Fluoroskopie-Raum** (wie z.B. Schlucktests) eine Positionierungshilfe für Patient:innen, die nicht (lange) stehen können.

“Er verbessert nicht nur den Komfort während der Untersuchungen, sondern steigert auch die Effizienz und Sicherheit.”

